



Dolum Çözeltisi; Referans; AgCl ile 3 M KCl; 28 mL

Ürün Numarası: 2841700
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Elektrot referans elemanı için dolum çözeltisi; Potasyum Klorür (KCl) ve Doymuş AgCl; 3 M; 28 mL şişe

Teknik özellikler

Formula: KCl 3 M ve Doymuş AgCl.
Hacim / Paket boyutu: 28 mL
Platform: Çözelti
Solution Type: Yedek
Tanım: MTC301, PHC301, 5012T