



Formaldehit eser miktar küvet testi, ISO 12460, 0,05-3,0 mg/L H₂CO

Ürün Numarası:

LCS425

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000
Hangi standarda göre:	ISO12460
Metot:	Asetilaseton
Ölçüm aralığı:	0,05 - 3,0 mg/L H ₂ CO
Önemli açıklamalar:	For the evaluation 50 mm semi-micro rectangle-cuvettes are needed.
Parametre:	Formaldehit, eser miktar
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Sindirim gereklidir:	evet
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)