



Anyonik yüzey aktif maddeler küvet testi 0,1-4,0 mg/L

Ürün Numarası:

LCK432

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Tehlikeli



LCK küvet testleri: Minimum reaktif miktarı, maksimum güvenlik.

Kullanıma hazır, kolayca kullanılabilen ve maksimum güvenlik sağlayan çevre dostu fotometrik değerlendirme sistemi

Kesin ve güvenilir ölçüm değerleri

Kapalı sistem ve düşük reaktif miktarları sayesinde kullanıcılar için maksimum güvenlik

Doğru ve tam olarak gereken miktarda dozlanan reaktifler

Barkod sayesinde fotometrede otomatik olarak tanınma

Renk kodlaması yoluyla testler ve ölçüm aralıkları arasında farklılık oluşturma

Teknik özellikler

Cihaz:	DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
EPA uygunluğu:	Uygulanamaz
Hangi standarda göre:	ISO 7875-1-2-1984, DIN 38409-H 23-1
Metot:	Metilen Mavisi (MBA)
Ölçüm aralığı:	0,1 - 4,0 mg/L
Parametre:	Yüzey aktif maddeler, anyonik
Platform:	LCK
Saklama koşulları:	15 - 25 °C
Standart metot:	ISO 7875-1
Tanım:	Sodium Dodecylbenzene Sulphonate
Test sayısı:	25

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)