



Test kit TPH in soil, pocket colorimeter II

Ürün Numarası: 2775000

Tehlikeli

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN
Bu ürün artık mevcut değil.



Teknik özellikler

Ağırlık:	0,23 kg
Boyut (Y x G x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Cihaz:	Kit includes PC II
Dalga boyu doğruluğu:	Fixed wavelength $\pm$ 2 nm varies with model
Dedektör:	Silicon detector
Ekran:	LCD, backlit
Garanti:	24 aylar
Lamp Type:	Light Emitting Diode (LED)
Metot:	Colorimeter/ Immunoassay
Metot numarası:	10050
Muhafaza Su Geçirmezlik Sınıfı:	IP67
Muhafaza Türü:	Q (2 cases)
Ölçüm aralığı:	20, 50, 100, 200 ppm thresholds
Parametre:	TPH in Soil**
Test kiti modeli:	Pocket Colorimeter™ II**
Test sayısı:	Up to 18
Uygunluk sertifikasyonları:	European CE mark