



Standart İletkenlik Çözeltisi; 12.890 μ S/cm; KCl; 500 mL

Ürün Numarası: 2974449
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Laboratuvar ve saha analizleri için standart iletkenlik çözeltileri

Standart İletkenlik Çözeltisi. 25°C'de 12.890 μ S/cm $\pm$ %10; Potasyum Klorür (KCl) olarak 7455 mg/L $\pm$ %10 (0,1 M). 500 mL şişe.

NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir

Laboratuvarda ya da sahada, her zaman güvenebileceğiniz ölçüm sonuçları elde etmeniz son derece önemlidir. Kullanılan standart çözeltilerinin kalitesi, en önemli noktadır.

Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru iletkenlik ölçümleri elde etmenin temelinde, iletkenlik hücreğine iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

Teknik özellikler

Formül:	KCl
Hacim / Paket boyutu:	500 mL
Konsantrasyon:	0,1 M KCl; 7455 mg/L (KCl)
NIST izlenebilir:	Evet
Önemli açıklamalar:	Açıldıktan sonra önerilen saklama ve kullanım koşullarına uyulması durumunda raf ömrü: 3 ay
Package settings:	Şişe
Parametre:	İletkenlik
Platform:	Çözelti
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	İletkenlik kalibrasyon çözeltisi