



Standart İletkenlik Çözeltisi; 12.890 μ S/cm; KCl; 50 mL

Ürün Numarası: 2974426
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Laboratuvar ve saha analizleri için standart iletkenlik çözeltileri

Standart İletkenlik Çözeltisi. 25°C'de 12.890 μ S/cm $\pm$ %10; Potasyum Klorür (KCl) olarak 7455 mg/L $\pm$ %10 (0,1 M). 50 mL dökme ağızlıklıklı şişe.

NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir

Laboratuvarda ya da sahada, her zaman güvenebileceğiniz ölçüm sonuçları elde etmeniz son derece önemlidir. Kullanılan standart çözeltilerinin kalitesi, en önemli noktadır.

Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru iletkenlik ölçümleri elde etmenin temelinde, iletkenlik hücresine iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

Teknik özellikler

Formül:	KCl
Hacim / Paket boyutu:	50 mL
Konsantrasyon:	0,1 M KCl; 7455 mg/L (KCl)
NIST izlenebilir:	Evet
Önemli açıklamalar:	Açıldıktan sonra önerilen saklama ve kullanım koşullarına uyulması durumunda raf ömrü: 3 ay
Package settings:	Şişe
Parametre:	İletkenlik
Platform:	Çözelti
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	İletkenlik kalibrasyon çözeltisi