



Şartlandırma Çözeltisi, ISENH3181, 500 mL

Ürün Numarası: 2541249
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Numuneler arasında şartlandırma çözeltisi olarak kullanılır

Amonyak İyon Seçici Elektrot (ISENH3181) için şartlandırma çözeltisi, 500 mL şişe takip eden numune ölçümleri arasında şartlandırma çözeltisi olarak kullanılır.

Bu çözelti numune testleri arasında kullanım içindir. Dahili pH değerinin sıfırlanmasına yardımcı olur ve daha hızlı, daha doğru okumalar sağlar.

Lütfen Dikkat: Bu çözelti depolama için **kullanılmamalıdır** (bir gün veya daha uzun süre), lütfen ISENH3181 elektrot kılavuzuna bakın.

Teknik özellikler

Formula:	$(\text{NH}_4)\text{HSO}_4$
Hacim / Paket boyutu:	500 mL
Platform:	Çözelti
Solution Type:	Saklama
Tanım:	ISENH3181

Gerekli Aksesuarlar

- Standart Amonyak Çözeltisi; 1000 mg/L; 1 L (Item 2354153)