



Tampon Toz Paketleri; pH 6,86; 15/kutu

Ürün Numarası:

1409895

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Laboratuvar ve saha analizleri için pH Tampon standart çözeltileri

pH elektrot kalibrasyonu için pH Tamponu Toz Paketleri. Toz Paketlerinin her biriyle 50 mL taze tampon çözeltisi hazırlanır. Renksiz. 25°C'de pH 6,86 ± 0,02. 15 Toz Paketi/Kutu. 15 Toz Paketi/Kutu

NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir

Laboratuvarda ya da sahada, her zaman güvenebileceğiniz ölçüm sonuçları elde etmeniz son derece önemlidir. Kullanılan pH Tampon Standart Çözeltilerinin kalitesi en önemli noktadır.

Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru pH ölçümleri elde etmenin temelinde, pH elektrotuna iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	15 adet
NIST izlenebilir:	Evet
Önemli açıklamalar:	Hazırlanan çözeltiyi kullandıktan sonra atın
Package settings:	Toz Paketleri
pH Değer(ler)i:	25°C'de 6,86 ± 0,02 pH
Renk kodlu?:	Hayır
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	pH Tamponu Kalibrasyon reaktifi