



Tampon Çözeltisi; pH 7,00; Sarı Renk Kodlu; 20 L

Ürün Numarası: 2283561
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Laboratuvar ve saha analizleri için pH Tampon standart çözeltileri

pH elektrotu kalibrasyonu için pH Tampon Standart Çözeltisi. Kolay tanımlama için Renk Kodlu pH tampon çözeltisi. 25°C'de pH 7,00 ± 0,02. Beyaz renkli, oluklu karton kutu içinde katlanabilir iç keseden oluşan 20 L'lik Kutu İçi Torba paketi. Yüksek hacimli pH testleri gerçekleştiren laboratuvarlar için ideal ambalaj boyutu.

NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir

Laboratuvarda ya da sahada, her zaman güvenebileceğiniz ölçüm sonuçları elde etmeniz son derece önemlidir. Kullanılan pH Tampon Standart Çözeltilerinin kalitesi en önemli noktadır.

Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru pH ölçümleri elde etmenin temelinde, pH elektrotuna iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	20 L
NIST izlenebilir:	Evet
Önemli açıklamalar:	Açıldıktan sonra önerilen saklama ve kullanım koşullarına uyulması durumunda raf ömrü: 6 ay
Package settings:	Kutu İçi Torba (BiB)
pH Değer(ler)i:	25°C'de 7,00 ± 0,02 pH
Renk kodlu?:	Evet
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	pH Tamponu Kalibrasyon reaktifi