



## Tampon Çözeltisi; pH 10,01; Mavi Renk Kodlu; 20 L

Ürün Numarası: 2283661  
TRY Fiyat: Bize Ulaşın  
Mevcut

### Laboratuvar ve saha analizleri için pH Tampon standart çözeltileri

pH elektrotu kalibrasyonu için pH Tampon Standart Çözeltisi. Kolay tanımlama için Renk Kodlu pH tampon çözeltisi. 25°C'de pH 10,01  $\pm$  0,02. Beyaz renkli, oluklu karton kutu içinde katlanabilir iç keseden oluşan 20 L'lik Kutu İçi Torba paketi. Yüksek hacimli pH testleri gerçekleştiren laboratuvarlar için ideal ambalaj boyutu.

#### NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir

Laboratuvarda ya da sahada, her zaman güvenebileceğiniz ölçüm sonuçları elde etmeniz son derece önemlidir. Kullanılan pH Tampon Standart Çözeltilerinin kalitesi en önemli noktadır.

#### Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru pH ölçümleri elde etmenin temelinde, pH elektrotuna iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

#### Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

### Teknik özellikler

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Hacim / Paket boyutu: | 20 L                            |
| NIST izlenebilir:     | Evet                            |
| Package settings:     | Kutu İçi Torba (BiB)            |
| pH Değer(ler)i:       | 25°C'de 10,01 $\pm$ 0,02 pH     |
| Renk kodlu?:          | Evet                            |
| Saklama koşulları:    | 10 - 25°C (Işıktan koruyun)     |
| Tanım:                | pH Tamponu Kalibrasyon reaktifi |