



Reagent set, silica, HR, 5 mL samples, 100 Tests

Ürün Numarası:

2462300

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



For high range silica determination by the Silicomolybdate method. For visual test kits that require a 5 mL sample. 100 tests

Teknik özellikler

Metot:	Silicomolybdate
Numune boyutu:	5 mL
Ölçüm aralığı:	1 - 100 mg/L SiO ₂
Önemli özellik:	HR, 5 mL, 100 tests
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)