



Standart Amonyak Çözeltisi; 1000 mg/L; 1 L

Ürün Numarası: 2354153
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Laboratuvar analizleri için İyon Seçici Elektrot (ISE) standart çözeltileri

ISE Standart Çözeltisi. Amonyak; 1000 mg/L $\pm$ 20 mg/L NH₃-N. 1 L şişe

Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru ISE ölçümleri elde etmenin temelinde, İyon Seçici Elektrotta iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	1 L
Konsantrasyon:	1000 mg/L $\pm$ 20 mg/L NH ₃ -N (NIST)
Önemli açıklamalar:	Açıldıktan sonra önerilen saklama ve kullanım koşullarına uyulması durumunda raf ömrü: 3 ay
Package settings:	Şişe
Parametre:	Amonyum
Platform:	Çözelti
Saklama koşulları:	10 - 25°C (Işıktan koruyun)
Tanım:	Standart Amonyak Çözeltisi