



## Standart Florür Çözeltisi; 1 mg/L; 1 L

Ürün Numarası: 29153  
TRY Fiyat: Bize Ulaşın  
Mevcut

### Laboratuvar analizleri için İyon Seçici Elektrot (ISE) standart çözeltileri

ISE Standart Çözeltisi. Florür; 1,00 mg/L  $\pm$  0,02 mg/L F<sup>-</sup> (NIST). 1 L şişe

#### NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir

Her zaman güvenebileceğiniz ölçüm sonuçları elde etmek son derece önemlidir. Kullanılan standart çözeltilerinin kalitesi, en önemli noktadır.

#### Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru ISE ölçümleri elde etmenin temelinde, İyon Seçici Elektrotta iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

#### Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

### Teknik özellikler

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hacim / Paket boyutu: | 1 L                                                                                         |
| Konsantrasyon:        | 1,00 mg/L $\pm$ 0,02 mg/L F <sup>-</sup>                                                    |
| Önemli açıklamalar:   | Açıldıktan sonra önerilen saklama ve kullanım koşullarına uyulması durumunda raf ömrü: 3 ay |
| Package settings:     | Şişe                                                                                        |
| Parametre:            | Florür                                                                                      |
| Platform:             | Çözelti                                                                                     |
| Saklama koşulları:    | 10 - 25°C (Işıktan koruyun)                                                                 |
| Tanım:                | Standart Florür Çözeltisi                                                                   |