



## Standart Klorür Çözeltisi; 100 mg/L; 1 L

Ürün Numarası: 2370853  
TRY Fiyat: Bize Ulaşın  
Mevcut

### Laboratuvar analizleri için İyon Seçici Elektrot (ISE) standart çözeltileri

ISE Standart Çözeltisi. Klorür; 100 mg/L  $\pm$  1 mg/L  $\text{Cl}^-$  (NIST). 1 L şişe

#### NIST standart referans malzemeler tarafından izlenebilir

Her zaman güvenebileceğiniz ölçüm sonuçları elde etmek son derece önemlidir. Kullanılan standart çözeltilerinin kalitesi, en önemli noktadır.

#### Hach ölçüm cihazları portföyü ve diğer ölçüm cihazları ile kullanım için tasarlanmıştır.

Doğru ISE ölçümleri elde etmenin temelinde, İyon Seçici Elektrotta iyi bakmak ve iyi kalibrasyon yapmak yatar.

#### Güvenilir ambalaj

Garantili raf ömrü sağlayan hava geçirmez ambalajda sunulur.

### Teknik özellikler

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hacim / Paket boyutu: | 1 L                                                                                         |
| Konsantrasyon:        | 0,00282 mol/L $\pm$ 0,00003 mol/L                                                           |
| Önemli açıklamalar:   | Açıldıktan sonra önerilen saklama ve kullanım koşullarına uyulması durumunda raf ömrü: 3 ay |
| Package settings:     | Şişe                                                                                        |
| Parametre:            | Klorür                                                                                      |
| Platform:             | Çözelti                                                                                     |
| Saklama koşulları:    | 10 - 25°C (Işıktan koruyun)                                                                 |