



nitrogen-nitrate Reagent Set, LR, 5 mL sample

Ürün Numarası:

2460800

Tehlikeli

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN
Bu ürün artık mevcut değil.



For determination of Nitrogen-Nitrate by the Cadmium Reduction method. Sample Size: 5 mL For visual test kits. Reagent set includes: NitraVer 3 Powder Pillows and NitraVer 6 Reagent Powder Pillows for 100 tests.

Teknik özellikler

Metot:	Cadmium Reduction
Ölçüm aralığı:	0.01 - 0.50 mg/L NO ₃ --N
Önemli özellik:	Nitrate Reagent set, LR, 5 mL

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)