



Standard solution, silver nitrate, 0.141 N, 500 mL

Ürün Numarası:

1255149

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



For chloride determination by argentometric buret titration.

Teknik özellikler

Metot:	Silver Nitrate Titration
Metot numarası:	8225
Ölçüm aralığı:	500 - 25000 mg/L Cl ⁻
Platform:	Çözelti

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)