



Silver nitrate standard solution, 0.0141 N, 1 L

Ürün Numarası:

31653

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Silver Nitrate Titrant for chloride determination by buret titration. Hach method 8225. Uses Chloride 2 Indicator Powder Pillows (Cat. No. 105766) to signal the endpoint. 1 Liter Bottle.

Teknik özellikler

EPA uygunluğu:	Evet
Metot:	Silver Nitrate Titration
Metot numarası:	8225
Ölçüm aralığı:	500 - 25000 Cl ⁻
Ölçüm aralığı (2):	0 - 500 mg/L Cl ⁻
Platform:	Çözelti

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)