



Reagent set, chlorine, DPD free & total chlorine, 25 mL sample

Ürün Numarası:

2440400

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın



Reagent Set, Chlorine (Free & Total DPD Colorimetric Method). 100 tests each, for 25 mL samples.

Boric Acid free!

Teknik özellikler

Metot:	DPD
Numune boyutu:	25 mL
Ölçüm aralığı:	0 - 3.5 mg/L Cl ₂
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)