



Potasyum İyodür Swiftest Dispenser Yedeđi

Ürün Numarası:

107760

Tehlikeli

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulařın



Swiftest Reaktif Dispenserini için Potasyum İyodür Viyal Yedeđi. Toplam Klor tayini için Autocat 9000 Amperometrik Titratör ile kullanılır. Yaklařık 300 test.

Teknik özellikler

Cihaz:	Autocat 9000
Metot:	Amperometrik Titrasyon
Metot numarası:	10025
Ölçüm aralığı:	0,0051 - 5,000 mg/L Cl ₂
Ölçüm aralığı (2):	0,0012 - 5,000 mg/L Cl ₂
Platform:	Swiftest

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)