



Potasyum İyodür Değiştirilebilir Viyali ile Potasyum İyodür Swiftest Yığın Dispenseri

Ürün Numarası:

2834100

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Autocat 9000 Amperometrik Titratörle birlikte toplam klor tayini için kullanılır. Yaklaşık 300 test için yeterli miktarda reaktif bulunduran viyal ve Swiftest dispenseri içerir.

Hızlı ve kolay reaktif ekleme olanağı

Hach'ın yüksek kaliteli potasyum iyodür tozunu kullanır ve yüksek hacimli toplam klor testi için idealdir.

Toz eklemek için sıkıştırmanız yeterlidir

Reaktif kapları açmaya gerek yoktur, bu sayede daha az paket atığı oluşur

Parametreye göre renklerle kodlanmıştır

Swiftest dispenserinin kolu, parametrelerin kolayca fark edilmesi için renklerle kodlanmıştır.

Teknik özellikler

Metot:	Amperometrik Titrasyon
Platform:	Swiftest

Gerekli Aksesuarlar

- Potasyum İyodür Swiftest Dispenser Yedeği (Item 107760)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)