



Reagent set, chlorine (total), digital titrator, mid-range

Ürün Numarası:

2272500

Tehlikeli

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN
Bu ürün artık mevcut değil.



Teknik özellikler

Metot numarası:	8209
Ölçüm aralığı:	20 - 2000 mg/L Cl ₂
Önemli özellik:	MR Digital Titrator
Platform:	Dijital Titratör
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)