



Be Right™



Flask, filtering, 125 mL

Ürün Numarası: 54643

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN
Bu ürün artık mevcut değil.

Glass filtering flask with side-arm at 90° angle. Heavy-walled with graduated capacity scale. Designed to ASTM E1406, Type II, Class I requirements. Hose connection accepts 5/16" I.D. flexible tubing.

Teknik özellikler

Birim:	1 each
Gövde malzemesi:	Glass
Kapasite:	125 mL