



Cylinder, graduated, 50 mL +/- 0.4 mL, 1.0 mL divisions (white markings)

Ürün Numarası: 50841
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Calibrated "to deliver" glass cylinder. Single metric scale in durable white markings. Bumper guards included for all sizes $\geq$ 25 mL.

Teknik özellikler

Gövde malzemesi:	Glass
Hacim / Paket boyutu:	1 each
Kapasite:	50 mL
Ölçüm metodu:	To Contain
Sertifikalar:	Class B
Tür:	Tek Metrik
Yükseklik:	190 mm