



Cylinder, graduated, double metric, 250 mL

Ürün Numarası: 2928303
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

These glass pyrex graduated cylinders feature two sets of graduations for reading either up or down Calibrated "to deliver"

Teknik özellikler

Gövde malzemesi:	Glass
Hacim / Paket boyutu:	1 each
Kapasite:	250 mL
Ölçüm metodu:	To Deliver
Sertifikalar:	Class A
Tür:	Çift Metrik
Yükseklik:	340 mm