



Tubing, C-flex, 6.4 mm (i.d.)

Ürün Numarası: 2327337
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

White, thermoplastic elastomer with excellent chemical resistance and temperature range from -80 to 230°C. Can be sterilized by gamma radiation or autoclave. Supplied in 25-foot sections.

Teknik özellikler

Çap:	5/16 in
Duvar Kalınlığı:	1/16 in
Gövde malzemesi:	C-flex
I. D.:	1/4 in
Uzunluk:	25 ft