



Be Right™



Raf, kurutma

Ürün Numarası:

2089000

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Test tüpleri, viyaller, tüpler, beherler ve diğer camlar için epoksi kaplamalı çelik tel kurutma rafı. Geniş çaplı boyunları tutmak için üç sıra saç iğnesi delikli destek. Toplamda on dört delik. Üst sırada daha küçük tüpler ve camlar için 12 düz pim. Polistiren tepsi, boşaltma suyunu tutmak için alt raylara oturur. Boyutlar: 43 x 17 x 48 cm (17 x 6,7 x 19 inç). Serbest veya duvar montajı seçeneği.

Teknik özellikler

Derinlik:	19 Inches
Hacim / Paket boyutu:	1 each
Uzunluk:	430 mm