



Pipet uçları, Tensette pipet 1970010, 1,0 - 10,0 mL, steril değil, 250/pkt

Ürün Numarası:

2199725

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Hach TenSette pipetlerle doğru ve ekonomik pipetleme yapın. Tek kanallı, hava yer değiştirmeli pipetler iki model olarak sunulur: 0,1 - 1,0 mL hacim (0,1 mL artışlar) veya 1,0 - 10,0 mL (1,0 mL artışlar). Taret kolayca çevrilerek hacim seçimi yapılabilir.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:

250 /pkt