



Pipet, serolojik, cam, 25 mL

Ürün Numarası: 206640
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Dereceli cam pipetler. "Aktarmak (TD)" İçin Kalibre Edilmiş. ASTM E1044 teknik özelliklerine uygun olarak tasarlanmıştır.

Teknik özellikler

Cihaz:	DR/4000, PC II hariç tümü
Dereceler:	0.1 mL
Hacim / Paket boyutu:	1 her biri
Kapasite:	25 mL
Metot numarası:	8006