



Pipet, serolojik, steril polistiren, 2 mL, beyaz, 50/pkt

Ürün Numarası:	2092626
TRY Fiyat:	Bize Ulaşın
1 hafta içinde teslimat	

Steril, tek kullanımlık plastik pipet. Ayrı ayrı paketlenmiş. Renk kodlu. "Aktarmak (TD)" İçin Kalibre Edilmiş. ASTM E934 ile uyumlu.

Teknik özellikler

Dereceler:	0.01 mL
Hacim / Paket boyutu:	50 /pkt
Kapasite:	2 mL
Negative Graduations:	0.3 mL