



Pipet, serolojik, steril, polistiren, 5 mL, mavi, 50/pkt

Ürün Numarası:	2092627
TRY Fiyat:	Bize Ulaşın
Mevcut	

Steril, tek kullanımlık plastik pipet. Ayrı ayrı paketlenmiş. Renk kodlu. "Aktarmak (TD)" İçin Kalibre Edilmiş. ASTM E934 ile uyumlu.

Teknik özellikler

Dereceler:	0.10 mL
Hacim / Paket boyutu:	50 /pkt
Kapasite:	5 mL
Negative Graduations:	2.0 mL