



Pipet, Mohr, polipropilen, 1 mL

Ürün Numarası: 210635

ÜRETİMDEN KALDIRILAN ÜRÜN
Bu ürün artık mevcut değil.

Dereceli, yarı saydam polipropilen pipetler. Silika analizi için idealdir. Otoklavlanabilir (60°C üzerindeki sıcaklıklar hacimde değişikliklere neden olabilir).

Teknik özellikler

Dereceler:	0.1 mL
Hacim / Paket boyutu:	1 her biri
Kapasite:	1 mL