



Pipet, serolojik, steril, cam, 5 mL, 25/pkt

Ürün Numarası:	2093127
TRY Fiyat:	Bize Ulaşın
Mevcut	

Mavi derecelendirme ölçekli steril, cam pipet. "Aktarmak (TD)" İçin Kalibre Edilmiş. ASTM E438, B Sınıfı gereksinimlerine uygundur ve ASTM Teknik Özellik E714'e uygun olarak tasarlanmıştır.

Teknik özellikler

Dereceler:	0.1 mL
Hacim / Paket boyutu:	25 /pkt
Kapasite:	5 mL