



Pipet, serolojik, steril, polistiren, tapalı, 1 mL, 50/pkt

Ürün Numarası:	2092835
TRY Fiyat:	Bize Ulaşın
Mevcut	

Steril, tek kullanımlık plastik pipet, tapalı. 2x 25/paket halinde toplu olarak paketlenmiştir. Renk kodlu. Siyah artan/azalan derecelendirmeler. "Aktarmak (TD)" İçin Kalibre Edilmiş. Doğruluk $\pm\%2$.

Teknik özellikler

Dereceler:	0.01 mL
Hacim / Paket boyutu:	50 /pkt
Kapasite:	1 mL