



Pipet, serolojik, steril, polistiren, 10 mL, turuncu, 200/pkt

Ürün Numarası:

2092668

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Steril, tek kullanımlık plastik pipet. Ayrı ayrı paketlenmiş. Renk kodlu. "Aktarmak (TD)" İçin Kalibre Edilmiş. ASTM E934 ile uyumlu.

Teknik özellikler

Dereceler:	0.10 mL
Hacim / Paket boyutu:	200 /pkt
Kapasite:	10 mL
Negative Graduations:	3.0 mL