



Pipet, Mohr, polipropilen, 10 mL, 12/pkt

Ürün Numarası:	210668
TRY Fiyat:	Bize Ulaşın
Mevcut	

Dereceli, yarı saydam polipropilen pipetler. Silika analizi için idealdir. Otoklavlanabilir (60°C üzerindeki sıcaklıklar hacimde değişikliklere neden olabilir).

Teknik özellikler

Dereceler:	0.1 mL
Hacim / Paket boyutu:	12 /pkt
Kapasite:	10 mL