



## MultiTest kit antası (147 x 224 x 171 mm), mavi polipropilen

|                |             |
|----------------|-------------|
| Ürün Numarası: | 4660200     |
| TRY Fiyat:     | Bize Ulařın |
| Mevcut         |             |

Uzun ömürlü mavi polipropilen anta, saha testi için malzemelerin kolayca tařınmasını saęlar.

**Kapaktaki girintili kol, kolay saklama imkanı sunar**

**İerik dikey pozisyonda tařınır**

**Etiketleme için girintili düz panel alanları bulunur**

---

### Teknik özellikler

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Boyut (Y x G x D): | 147 mm x 224 mm x 171 mm |
| Muhafaza Türü:     | D                        |
| Yükseklik:         | 5.8 in                   |