



Test kiti, triazol, TZ-1 modeli, UV Lambası ve Güç Kaynağı olmadan

Ürün Numarası:

2167570

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

2 hafta içinde teslimat

Tehlikeli



Modern kazanların ve soğutma kulelerinin doğru bakımı ve ekonomik kullanımı, su kalitesi parametreleri ve arıtma kimyasalları arasında dikkatli bir denge gerektirir. Renk diski yöntemini kullanan bu kit 50 test içerir.

Basit renk diski yöntemini kullanarak genel korozyonu ve biyolojik büyüme inhibitörünü ölçer

Kit kapsamında, sahada analiz için gerekli tüm reaktifler ve aparatlar sağlam bir taşıma çantasında bulunmaktadır

Teknik özellikler

Güç kaynağı:	UV Lambası veya Güç Kaynağı yoktur
Kutudakiler:	Benzotriazol ve tolitriazol renk diskleri, karşılaştırma kutusu ve tüpler, reaksiyon şişesi, reaktifler, UV emniyet gözlüğü, talimatlar ve taşıma çantası dahildir.
	UV Lambası ve güç kaynağı dahil değildir.
Metot:	Renk diski/ UV fotolizi Yukarıdaki gibi ancak UV lambası ve güç kaynağı olmadan
Model:	TZ-1
Muhafaza Türü:	G
Ölçüm aralığı:	0 - 15,0 mg/L
Parameter:	Triazole
Parametre:	Triazol - Benzotriazol olarak
Platform:	Renk Diski
Sevkiyat ağırlığı:	5
Smallest increment:	0,5
Standart aralık:	0 - 15.0 mg/L
Test kiti modeli:	TZ-1
Test sayısı:	50

Kutudakiler

Benzotriazol ve tolitriazol renk diskleri, karşılaştırma kutusu ve tüpler, reaksiyon şişesi, reaktifler, UV emniyet gözlüğü, talimatlar ve taşıma çantası dahildir.UV Lambası ve güç kaynağı dahil değildir.