



Test kit, iron color disc, model IR-21

Ürün Numarası:

2299300

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Iron color disc/TPTZ low range test kit contains 100 tests.

Simple, fast, color disc method

Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field

Teknik özellikler

Metot:	Color disc/TPTZ
Model:	IR-21
Muhafaza Türü:	D
Ölçüm aralığı:	Dual Range
Ölçüm aralığı (2):	0 - 1,2 mg/L Fe
Parameter:	Iron TPTZ
Parametre:	Iron, low range - As Fe**
Platform:	Renk Diski
Smallest increment:	0.01
	0.05
Standart aralık:	0 - 2.0 mg/L Fe; 0 - 1.2 mg/L Fe
Test kiti modeli:	IR-21
Test sayısı:	100
Tür:	Çift Metrik