



Test kit, nitrate-nitrite, model NI-12

Ürün Numarası:

1408100

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Tehlikeli



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

Teknik özellikler

Metot:	Color disc/Cadmium reduction, Diazotization
Model:	NI-12
Muhafaza Türü:	D
Ölçüm aralığı:	Dual Range
Ölçüm aralığı (2):	0,01 - 0,40 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Parameter:	Nitrogen, Nitrate/Nitrite
Parametre:	Nitrogen, Nitrate/Nitrite - NO ₃ ⁻ -N/NO ₂ ⁻ -N
Platform:	Renk Diski
Smallest increment:	1 0.01
Standart aralık:	0 - 40 mg/L NO ₃ ⁻ -N; 0.01 - 0.40 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Test kiti modeli:	NI-12**
Test sayısı:	100