



Test kit, nitrite, nitrogen, model NI-15

Ürün Numarası:
TRY Fiyat:
3 gün içinde teslimat

2182000
Bize Ulaşın

Tehlikeli



Simple, low-cost color disc method is the most accurate visual test kit method.

Teknik özellikler

Metot:	Color disc/Diazotization
Model:	NI-11
Muhafaza Türü:	D
Ölçüm aralığı:	Single Range
Parameter:	Nitrite
Parametre:	Nitrogen, Nitrite, low range - As NO_2^- -N
Platform:	Renk Diski
Smallest increment:	0.01
Standart aralık:	0 - 0.40 mg/L NO_2^- -N
Test kiti modeli:	NI-15
Test sayısı:	100