



Tube, culture, 16 x 150 mm, screw cap, 10/pk

Ürün Numarası: 1436120
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Cap has a firmly bonded rubber liner providing a sure and highly inert sealing surface.

Teknik özellikler

Boyutlar (D x U):	16 mm x 150 mm
Çap:	16 mm
Hacim / Paket boyutu:	10 /pk
Kapasite:	Capacity to Neck 20 mL
Önemli özellik:	Tube, 16 x 150 mm
Uzunluk:	150 mm