



Tamponlu seyreltme suyu paketleri, 25/pkt

Ürün Numarası:

2143166

TRY Fiyat:
Mevcut

Bize Ulaşın

Hach tamponlu seyreltme suyu paketleri, talimatlara göre hazırlandığında Suyun ve Atık Suyun İncelenmesinde Standart Yöntemler, 9050C.1.a.1 "Tamponlu su" bölümünde açıklanan teknik özelliklere göre formüle edilmiştir.

PN 2143166 Tamponlu Seyreltme Suyu Paketleri, her biri magnezyum klorür ve potasyum dihidrojen fosfattan oluşan 25 paket içerir. Bu da 25 L seyreltme suyu (1 magnezyum klorür + 1 potasyum dihidrojen fosfat paketi başına 1 litre) yapar.

Rekreasyon Amaçlı Suyun Testi için Kapsamlı Çözümler

Hach, tüm rekreasyon amaçlı test ihtiyaçlarınızı karşılamak için

çeşitli ortamlar ve aparatlar sunar.

Atık Suyun Testi için Kapsamlı Çözümler

Hach, atık su ve içilemeyen su testlerini hızlı ve kolay hale getirmek için

ortamlar ve kullanışlı aparatlar hazırlamıştır.

İçme Suyunun Testi için Kapsamlı Çözümler

Müşteri içme suyu numunelerini incelemek için hangi yöntemi seçerse seçsin

Hach, testi kolay ve hızlı hale getirmek için

ortamlar ve kullanışlı aparatlar hazırlamıştır.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:

25/pk