



## Sertlik Tampon Çözeltisi, 50 mg/L, 500 mL

Ürün Numarası:

2768849

Tehlikeli

TRY Fiyat:  
Mevcut

Bize Ulaşın



SP510 Sertlik analizörü ile kullanım için.

### Teknik özellikler

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cihaz:             | SP510                                                                                           |
| Konsantrasyon:     | 50 mg/L                                                                                         |
| Parametre:         | Hardness                                                                                        |
| Saklama koşulları: | Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture. |

### Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Medium (Item 2550502)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, X-Large (Item 2550504)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Small (Item 2550501)
- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)