



pH Tampon Çözeltisi, pH 4,01, 500 mL

Ürün Numarası: 2283449.99
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Kaliteli Tampon Çözelti, kolay tanımlama için kırmızı renk kodlu. NIST izlenebilir. pH 4,01 $\pm$ 0,02; 25°C'de.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	500 mL
Konsantrasyon:	4,01 $\pm$ 0,02 pH
Package settings:	Şişe
Parametre:	pH
pH Değer(ler)i:	4.01
Platform:	Çözelti
Renk kodlu?:	Evet
Tanım:	Tampon Çözelti, (Kırmızı renk kodlu) (NIST)