



Be Right™



pH Tampon Çözelti, pH 7,00, 500 mL

Ürün Numarası: 2283549.99
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Kaliteli Tampon Çözelti, kolay tanımlama için sarı renk kodlu. NIST izlenebilir. pH 7,00 ± 0,02; 25°C'de.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	500 mL
Konsantrasyon:	7,00 ± 0,02 pH
Package settings:	Şişe
pH Değer(ler)i:	7.00
Platform:	Çözelti
Renk kodlu?:	Evet
Tanım:	Tampon Çözelti, (Sarı renk kodlu) (NIST)