



Klor/Ozon reaktif seti 0,03-0,4/0,05-1,5 mg/L Cl₂

Ürün Numarası:

LCW510

Tehlikeli

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın



Teknik özellikler

Metot:	DPD
Ölçüm aralığı:	0,1 - 1,5 mg/L Cl ₂ / O ₃ (yuvarlak küvet)
Ölçüm aralığı (2):	0.03 - 0.4 mg/L Cl ₂ / O ₃ (50 mm dikdörtgen küvet)
Önemli açıklamalar:	Yüksek aralık için LCW906, düşük aralık için LZP341
Parametre:	Klor/Ozon
Reference method:	ISO 7393-2
Tanım:	Serbest/toplam Klor ve Ozon, iki ölçüm aralığı
Test sayısı:	100

Gerekli Aksesuarlar

- Gloves, Disposable, Powder Free, Nitrile, Large (Item 2550503)