



Be Right™



pH Tampon Çözelti, pH 10,01, 500 mL

Ürün Numarası: 2283649.99
TRY Fiyat: Bize Ulaşın
Mevcut

Kaliteli tampon çözelti, mavi renk kodlu, NIST izlenebilir.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	500 mL
Konsantrasyon:	10.01 pH $\pm$ 0.02 pH при 25° C
Package settings:	Şişe
Parametre:	pH
pH Değer(ler)i:	10,01 pH $\pm$ 0,02 pH 25°C'de
Platform:	Çözelti
Renk kodlu?:	Evet