



Yüksek Aralık Sertlik Chemkey Reaktifleri (25/kutu)

Ürün Numarası: 8636300
TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Yüksek Aralık Sertlik Chemkey, 90 - 750 mg/L CaCO₃. SL1000 Portatif Paralel Analizör (PPA) için.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:	pk/25
Ölçüm aralığı:	90 - 750 mg/L CaCO ₃
Parametre:	Sertlik
Platform:	Chemkeys