



Serbest & Toplam Amonyak ve Monokloramin Chemkey reaktifleri (her birinden 25/kutu)

Ürün Numarası:

8791900

TRY Fiyat:

Bize Ulaşın

Serbest ve Toplam Amonyak Chemkey'leri: 0,05 - 0,50 mg/L NH₃-N (serbest amonyak) aralığı & 0,05 - 1,50 mg/L NH₃-N (toplam amonyak, maksimum 0,50 mg/L serbest amonyak ile) ve Monokloramin Chemkeyleri, 0,04 - 4,0 mg/L Cl₂. SL1000 Portatif Paralel Analizör (PPA) için.

Teknik özellikler

Hacim / Paket boyutu:

pk/50

Kit Option:

Free & Total Ammonia, and Monochloramine

Ölçüm aralığı:

Serbest amonyak: 0,05 - 0,50 mg/L NH₃-N

Toplam amonyak: 0,05 - 1,50 mg/L NH₃-N (maksimum 0,50 mg/L serbest amonyak ile)

Monokloramin: 0,04 - 4,00 mg/L Cl₂

Parametre:

Toplam & Serbest Amonyak

Monokloramin

Platform:

Chemkeys