



Titrasyon Aplikasyon Paketi, İçecek: Bira, Kombuça, Alkolsüz İçecek/Meyve Suyu/Enerji İçeceği Şişelemede pH, Toplam Asidite, Tekli 25 mL

Ürün Numarası: AP0025.AT1102

TRY Fiyat: Bize Ulaşın

Bira, Kombuça, Alkolsüz İçecek/Meyve Suyu/Enerji İçeceği Şişelemede pH, Toplam Asidite tayini için Aplikasyon Paketi. Titralab AT1000 Serisi Otomatik Titratör Modelleri AT1102/AT1112/AT1122/AT1222 için uygundur.

Teknik özellikler

Garanti:	24 aylar
Kutudakiler:	Aplikasyon paketi bir adet pH probu, önceden programlanmış uygulamaları içeren USB çubuğu, polipropilen beherler, manyetik karıştırma çubukları, şişe tıpaları, konik adaptör ve bir (1) adet yüksek hassasiyetli cam 25 mL şırınga ile şırınga halkası içerir.
Parametre:	AT1000 Cihaz ve Reaktifler ayrı olarak satılır. pH, Toplam Asidite
Syringe:	Tek
Tür:	Application Pack
Uygulama:	Yiyecek ve İçecek
Uyumlu Cihazlar:	AT1102 AT1112 AT1122 AT1222

Kutudakiler

Aplikasyon paketi bir adet pH probu, önceden programlanmış uygulamaları içeren USB çubuğu, polipropilen beherler, manyetik karıştırma çubukları, şişe tıpaları, konik adaptör ve bir (1) adet yüksek hassasiyetli cam 25 mL şırınga ile şırınga halkası içerir. AT1000 Cihaz ve Reaktifler ayrı olarak satılır.